

OXYGEN  
GENERATOR

流量8L/分 濃度70%！！



酸素をたっぷり補給して  
からだもこころもリフレッシュ

業務用酸素濃縮器 **NOZOMI**<sup>®</sup>  
**O2 Supply**  
OG 212

- 酸素濃度約 70%
- 毎分約 8 リットルの高流量です。
- スイッチオンで酸素供給を開始できる  
簡単操作
- リリーフ弁付属

## NOZOMIシリーズご利用例

- フィットネスクラブ・スポーツジム  
高濃度酸素は有酸素運動の心強い味方。酸素は乳酸分解にも欠かせない要素です。
- エステサロン・美容関連  
エステでお肌を外からしっかりケアしながら、内側からたっぷり酸素を吸収。
- リラクゼーション・整骨院・マッサージ・スパ関連  
慢性的な酸素不足の現代だから、酸素をたっぷり補給してからだもこころもリフレッシュ。
- ご家庭や職場でも  
運動の前後や読書や勉強中、毎日の健康管理とともに。

# 各部の名称

<アクセサリ>

リリーフ弁

《正面》

《背面》



## ■現代人に必要な酸素サプリメント

今から100年ほど前の大気には24%の酸素が存在していた、といわれています。しかし、現在では約21%にまで減少し、今後も減少していくと考えられています。それに加えて、生活環境の都市化による慢性的な運動不足など、現代人は酸素を身体に取り入れる能力が低下しているともいわれています。このように、私たちは体質的にも環境的にも酸素欠乏症に陥りやすく、その状況を改善する方法のひとつとして高濃度酸素の吸引、酸素による“癒し”が一般的にも浸透しはじめています。

## ■販促用ポスター

現代人の酸素不足（酸素欠乏症に陥りやすいこと）や酸素の働きなどを、視覚的にわかりやすく説明しています。待合いやラウンジなどに貼っていただき、利用促進につながる販促用ポスターを3種ご用意しております。



## ■仕様

型番	OG-212
酸素濃度	約70%
酸素流量	約8L/分
定格電源	AC100V 50/60Hz(選択)
定格電力	400W
作動騒音	45dB以下
サイズ	380×650×310mm
重量	約25Kg
付属品	リリーフ弁 交換用フィルター 電源ケーブル 取扱説明書

※製品の仕様およびデザインは改善等のため、予告なく変更される場合がございます。

開発・販売

株式会社 ICST

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区  
上落合5丁目17-1 S4タワー2階  
TEL: 048-857-8026 FAX: 048-857-8041  
URL: <http://www.icst.jp>

取扱店