

Nozomi[®]

コンプレッサー式ネブライザ CN-100

外出先でも手軽に吸入出来ます

軽量、コンパクト




約195g

静音設定

すべての付属品が入る
便利なポーチ付き



保管に便利



大人マスク、
子供マスク、
マウスピース
が付属している

非加熱式ネブライザ

圧縮空気で薬液霧状にするタイプ

- ・噴霧粒子径：MMAD 5 μ m以下
- ・噴霧能力： ≥ 0.20 mL/min

[一般医療機器]

届出番号：11B1X10017000045

仕様

販売名	コンプレッサー式ネブライザ CN-100
型式	CN-100
製造販売届出番号	11B1X10017000045
類別	機械器具 76 医療用吸入器
一般的名称	非加熱式ネブライザ
医療機器分類	一般医療機器
専用 AC アダプター定格	入力:AC 100-240V、50/60 Hz、最大0.35A 出力:DC12V、1A
定格入力	DC12V、1A
連続使用時間	20分ON/40分OFF
分類	クラス II 機器・BF 形装着部・IP22*
作動(運転)モードによる分類	連続作動(運転) 機器
薬液瓶容量	最小1mL、最大8mL
噴霧能力	≥0.20mL/min
噴霧粒子径	MMAD 5μm 以下
外形寸法	約幅 120× 奥行 83 × 高さ 57mm (本体)
質量	約 195g(本体)
使用環境温湿度	温度: 10 ~ 40°C 湿度: 30 ~ 85%RH (ただし結露なきこと)
保管環境温湿度	温度: -20 ~ 50°C 湿度: 30 ~ 85%RH (ただし結露なきこと)

*IP コード: 人体・固形物及び水の侵入に対する保護等級を示す。

22 等級は「≥12mm の直径、また指の挿入に対する保護」かつ「垂直より左右 15° 以内からの降雨による有害影響を受けない」

セット内容



コンプレッサー式
ネブライザ (本体)



ネブライザーキット



ネブライザーホース



マスク(大)



マスク(小)



マスクピース



エアフィルター
(予備 2 個)



専用 AC アダプター



収納ポーチ

オプション品



ノーズピース

ネブライザのラインアップあります

メッシュ式ネブライザ MN-200

- 10 ml の大容量薬液カップ
- 20 分で連続使用後自動オフ
- 本体は約 43g で持ち運びやすい
- 1 回充電で約 40-60 分間使用可能
- 噴霧粒子約 5 マイクロメートル



子供用マスク・シリコンホルダーで
お子さまでも安心してご使用いただけます

[一般医療機器]
届出番号 11B1X10017000024



仕様

販売名	メッシュ式ネブライザ MN-200
型式	MN-200 (YS38-E)
定格電圧	DC3.7V (リチウムイオン電池) DC5V, 2A (USB 充電時)
消費電力	1.5W
電池の稼働時間	(フル充電時) 約 40-60 分間
噴霧能力	≥0.2ml/分
噴霧粒子径	5μm ± 25%
薬液カップ容量	0.5~10ml
防水性能	IP22
外形寸法	約 38 (長さ) × 30 (幅) × 66mm (高さ)
質量	約 43 g (電池含む)
使用環境温湿度	温度: 10°C ~ 40°C、 湿度: 5 ~ 80% RH (但し、結露のないこと)
保管環境温湿度	温度: -20°C ~ 55°C 湿度: 5 ~ 80%RH (但し、結露のないこと)

製造販売業者
 **株式会社 ICST**
 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合 5 丁目 1 7 - 1 S-4 タワー
 Tel: 048-857-8026 Fax: 048-857-8041
 URL: <http://icst.jp>

一般医療機器

一般的名称 非加熱式ネブライザ
 販売名 コンプレッサー式ネブライザ CN-100
 届出番号 11B1X10017000045
 外国製造業者 VAPO Healthcare Co., Ltd.
 製造国 中華人民共和国

販売代理店