

Nozomi[®]

メッシュ式ネブライザ

MN-200



メッシュクリーニング機能付き

[一般医療機器]

届出番号 11B1X10017000024

小型軽量

10 ml の大容量薬液カップ

20 分で連続使用后自動オフ

本体は約 43g で持ち運びやすい

1 回充電で約 40-60 分間使用可能

噴霧粒子約 5 マイクロメートル


簡単操作



子供用マスク・シリコンホルダーで
お子さまでも安心してご使用いただけます




✓勉強中にも



※大人用マスクは8歳から使用できます

✓仕事にも




日常の様々なシーンでご使用いただけます

✓お子さまにも



✓リラックス中にも



仕様

販売名	メッシュ式ネブライザ MN-200
型番	MN-200 (YS38-E)
サイズ	約 38mm (長さ) x 30mm (幅) x 66mm (高さ)
質量	約 43g (電池含む)
定格電圧	DC 3.7V (リチウムイオン電池) DC 5V、2A (USB 充電時)
消費電力	1.5W
超音波発振周波数	120kHz ±10%
噴霧能力	≥0.2ml/分

噴霧粒子径	5μm±25%
薬液カップ容量	0.5~10ml
防水性能	IP22
電池の稼働時間	(フル充電時) 約 40-60 分間
使用環境条件	温度: 10℃~ 40℃、 湿度: 5 ~ 80% RH (但し、結露のないこと) 気圧: 86.0 ~ 106.0 kPa
保管環境条件	温度: -20℃~ 55℃ 湿度: 5 ~ 80%RH (但し、結露のないこと) 気圧: 70.0 ~ 106.0 kPa

[セット内容]



※二次元コードから使用方法等の Youtube 動画をご覧いただけます。

製造販売業者



〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目
17-1 S-4タワー
Tel: 048-857-8026 Fax: 048-857-8041
URL: <http://icst.jp>

販売代理店

一般医療機器

一般的名称 超音波ネブライザ
販売名 メッシュ式ネブライザMN-200
届出番号 11B1X10017000024
外国製造業者 Changzhou Zhengyuan Medical Technology Co., Ltd.
製造国 中華人民共和国