

# Nozomi<sup>®</sup>

## 脇下体温計 10秒 電子体温計 DT-701



スピード検温 **10秒** \*

\* 予測検温 (平均)

保管に便利なケース付き

前回測定結果表示

予測式・実測式

### セット内容

- DT-701(本体) … 1本
- 収納ケース …… 1個
- お試し用電池 LR41 (本体装着) … 1個
- 取扱説明書 ……………… 1部

保証書・医療機器添付文書・EMC技術資料



### 仕様

販売名	電子体温計DT-701
一般的名称	電子体温計
型番	DT-701
体温測定場所	脇下
測定方式	予測・実測
測温時間	予測約10秒 実測約12分30秒
測温範囲	32.0~42.9℃ 31.9℃以下 [Lo]表示 43.0℃以上 [Hi]表示
体温測定精度	±0.1℃
体温表示	3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池	LR41
電源電圧	DC1.5V(LR41)
サイズ	約幅130×奥行19.5×高さ10.8mm
重量	約10g(電池含む)
使用環境温度	10℃~40℃
使用環境湿度	30%~85%RH
保管条件	温度 -20℃~60℃ 湿度 30%~95%RH

管理医療機器

認証番号 305AGBZX00026A01