

令和6年4月8日作成

医療機器回収の概要

(クラスII)

1. 一般的名称及び販売名

一般的名称：(1)歯科用多目的超音波治療器

(2)電動式歯面清掃用装置

販売名：(1)エアフロー プロフィラキシス マスター

(2)エアフロー ワン

2. 対象ロット、数量及び出荷時期

(1)医療機器品名：エアフロー プロフィラキシス マスター

医療機器品番：FT-229-1B-201

(1-1) ピエゾンボトル EG-111A

シリアル：

KU24155,KU23594,KU23912,KU25390,KU24178

KU25513,KU25620,KU23559,KU24550,KU24099

KU25679,KU25534,KU24146,KU23758,KU25571

KU25502,KU25709,KU25460,KU25034,KU25537

KU24679,KU25668,KU25532,KU24555,KU24098

KU24964,KU24147,KU25562,KU24170,KU24138

KU23728,KU25256,KU23821,KU23626,KU23563
KU25507,KU24160,KU24144,KU24551,KU25027
KU25572,KU25577,KU24547,KU23906,KU25573
KU25619,KU25618,KU25505,KU25253,KU23901
KU25673,KU23561,KU23556,KU25257,KU25508
KU24141,KU25024,KU23820,KU25031,KU25680
KU25616,KU24112,KU23564,KU24560,KU23757
KU23896,KU25252,KU24545,KU25503,KU25710
KU25054,KU24548,KU23908,KU23902,KU23907
KU23860,KU24100,KU24142,KU25698,KU25029
KU24103,KU24035,KU25569,KU25302,KU23897
KU23898,KU25576,KU25468,KU25293,KU24153
KU23893,KU24128,KU25028,KU25517,KU24169
KU25565,KU23816,KU24154,KU24135,KU23464
KU24096,KU25704,KU25264,KU23818,KU24095
KU24081,KU23596,KU25251,KU23516,KU24152
KU25470,KU24088,KU25757,KU25539,KU25538
KU25703,KU23894,KU23895,KU25450,KU25613
KU24091,KU25516,KU25504,KU25261,KU24139
KU23560,KU25676,KU25672,KU25531,KU24553
KU23817,KU23628,KU23557,KU23966,KU25249
KU24143,KU24121,KU23880,KU23900,KU24123
KU25699,KU25533,KU25032,KU23620,KU24559
KU25570,KU25250,KU24145,KU25670,KU25469

KU23607,KU23633,KU25564,KU23814,KU25706
KU25675,KU25506,KU25446,KU23903,KU24158
KU25514,KU25608,KU23910,KU23911,KU25610
KU24165,KU24137,KU24204,KU25394,KU25509
KU25445,KU23761,KU25609,KU23909,KU24166
KU23512,KU23555,KU24842,KU25262,KU25258
KU23904,KU24084,KU23729,KU24140,KU23659
KU25711,KU25707,KU25025,KU23554,KU25471
KU24159,KU23905,KU25282,KU25530,KU25026
KU24695,KU25512,KU24129,KU25254,KU24131
KU24116,KU24157,KU23759,KU23807,KU24083
KU24089,KU24093,KU25702,KU25567,KU25259
KU25568,KU25678,KU25617,KU25612,KU25528
KU25526,KU23562,KU24203,KU25708,KU25574
KU25248,KU25464,KU24117,KU25510,KU24164
KU25611,KU25452,KU25515,KU24148,KU24149
KU25447,KU25465,KU23595,KU25035,KU24558
KU25030,KU24102,KU23463,KU23274,KU25700
KU25529,KU24082,KU23558,KU25671,KU23553
KU25391,KU25674,KU25614,KU25255,KU23551
KU25566,KU23611,KU25615,KU24080,KU23617
KU24557,KU23775,KU25395,KU24151,KU25677
KU24552,KU23597,KU23552,KU24207,KU24111
KU25536,KU25681,KU25669,KU25575,KU25461

数量 : 270 個

出荷時期 : 令和 3 年 12 月 6 日～令和 4 年 2 月 15 日

(1-2) ナイトクリナーボトル EG-120A

シリアル :

KU23335,KU23334,KU23333,KU23332,KU23331

KU23330,KU23329,KU23327,KU23326,KU23325

KU23324,KU23323,KU23492,KU23491,KU23488

KU23487,KU23484,KU23483,KU23482,KU23481

KU23480,KU23479,KU23478,KU23477,KU23476

KU23028,KU23025,KU23022,KU23509,KU23507

KU23506,KU23505,KU23504,KU23503,KU23501

KU23500,KU23499,KU23498,KU23495,KU23494

KU23475,KU23474,KU23473,KU23472,KU23564

KU23563,KU23562,KU23561,KU23560,KU23559

KU23558,KU23557,KU23556,KU23555,KU23554

KU23553,KU23552,KU23551,KU23516,KU23512

KU23821,KU23820,KU23818,KU23817,KU23816

KU23807,KU23659,KU23633,KU23628,KU23626

KU23620,KU23611,KU23607,KU23597,KU23595

KU23594,KU22998,KU22997,KU22996,KU22995

KU22994,KU22993,KU22992,KU22991,KU22990

KU22989,KU23000,KU22999,KU22919,KU22922

KU22918,KU22915,KU22917,KU22923,KU22720

KU22719,KU22718,KU22717,KU22709,KU22708
KU22707,KU22706,KU22697,KU22696,KU22690
KU22689,KU22688,KU22687,KU22673,KU22672
KU22277,KU22274,KU22272,KU22271,KU22712
KU22711,KU22710,KU22702,KU22417,KU22416
KU22415,KU22414,KU22413,KU22412,KU22411
KU22410,KU22409,KU22408,KU22407,KU22406
KU22405,KU22374,KU22373,KU22278,KU22716
KU22715,KU22714,KU22713,KU22388,KU22387
KU22386,KU22385,KU22384,KU22383,KU22382
KU22381,KU22380,KU22379,KU22378,KU22377
KU22376,KU22375,KU22344,KU22280,KU22404
KU22403,KU22402,KU22401,KU22400,KU22399
KU22398,KU22397,KU22396,KU22395,KU22394
KU22393,KU22392,KU22391,KU22390,KU22389
KU22364,KU22363,KU22362,KU22361,KU22540
KU22539,KU22538,KU22537,KU22536,KU22535
KU22534,KU22533,KU22532,KU22531,KU22530
KU22529,KU22528,KU22527,KU22526,KU22525
KU22368,KU22367,KU22366,KU22365,KU22556
KU22555,KU22554,KU22553,KU22552,KU22551
KU22550,KU22549,KU22548,KU22547,KU22546
KU22545,KU22544,KU22543,KU22542,KU22541
KU22372,KU22371,KU22370,KU22369,KU22678

KU22677,KU22676,KU22675,KU22614,KU22613
KU22612,KU22611,KU22610,KU22609,KU22608
KU22607,KU22606,KU22605,KU22604,KU22603
KU22602,KU22601,KU22600,KU22599,KU22682
KU22681,KU22680,KU22679,KU22360,KU22359
KU22358,KU22357,KU22356,KU22355,KU22354
KU22353,KU22352,KU22351,KU22350,KU22349
KU22348,KU22347,KU22346,KU22345,KU23908
KU23909,KU23910,KU23911,KU23893,KU23894
KU23895,KU23896,KU23897,KU23898,KU23900
KU23902,KU23903,KU23905,KU23906,KU23907
KU23596,KU23617,KU23728,KU23729,KU23757
KU23758,KU23759,KU23814,KU23860,KU23880
KU23901,KU23966,KU24140,KU24178,KU24204
KU24207,KU23274,KU23463,KU23464,KU24203
KU24080,KU24081,KU24082,KU24083,KU24084
KU24088,KU24089,KU24091,KU24093,KU24095
KU24096,KU24098,KU24099,KU24100,KU24102
KU24103,KU23761,KU23775,KU23912,KU24035
KU23904,KU24116,KU24121,KU24123,KU24128
KU24148,KU24149,KU24151,KU24152,KU24153
KU24154,KU24155,KU24157,KU24158,KU24159
KU24160,KU24164,KU24165,KU24166,KU24169
KU24170,KU24111,KU24112,KU24117,KU24129

KU24131,KU24135,KU24137,KU24138,KU24139
KU24141,KU24142,KU24143,KU24144,KU24145
KU24146,KU24147,KU25027,KU25028,KU25029
KU25030,KU25031,KU25032,KU25034,KU25035
KU24679,KU24695,KU24964,KU25024,KU25025
KU25026,KU24547,KU24548,KU24551,KU24552
KU24553,KU24555,KU24557,KU24558,KU24559
KU24560,KU24550,KU24545,KU25054,KU25861
KU24872,KU24874,KU24875,KU24876,KU24877
KU24879,KU24880,KU25852,KU25853,KU25857
KU25258,KU25261,KU25262,KU25460,KU25461
KU25282,KU25465,KU25464,KU25469,KU25470
KU25259,KU25248,KU25249,KU25250,KU25251
KU25252,KU25253,KU25254,KU25255,KU25256
KU25257,KU24831,KU24842,KU24884,KU25264
KU25293,KU25468,KU25471,KU25504,KU25503
KU25506,KU25507,KU25508,KU25509,KU25390
KU25391,KU25700,KU25704,KU25706,KU25709
KU25710,KU25510,KU25512,KU25513,KU25514
KU25517,KU25502,KU25505,KU25618,KU25619
KU25675,KU25302,KU25562,KU25564,KU25565
KU25566,KU25567,KU25568,KU25569,KU25570
KU25571,KU25572,KU25573,KU25574,KU25575
KU25576,KU25577,KU25526,KU25528,KU25529

KU25608,KU25609,KU25612,KU25613,KU25616
KU25617,KU25674,KU25678,KU25679,KU25680
KU25681,KU25532,KU25533,KU25534,KU25536
KU25537,KU25538,KU25539,KU25698,KU25699
KU25702,KU25703,KU25707,KU25708,KU25711
KU25757,KU25530,KU25531,KU25668,KU25669
KU25670,KU25671,KU25672,KU25673,KU25676
KU25394,KU25395,KU25445,KU25446,KU25447
KU25450,KU25452,KU25515,KU25516,KU25610
KU25611,KU25614,KU25615,KU25620,KU25677
KU25979,KU26023,KU26070,KU26072,KU26073
KU26074,KU26075,KU26076,KU26077,KU26078
KU26079,KU26080,KU26081,KU26082,KU26083
KU26084,KU26085,KU26086,KU26087,KU26363
KU26364,KU26608,KU26609,KU26610,KU26611
KU26612,KU26613,KU26614,KU26615,KU26616
KU26617,KU26619,KU26620,KU26007,KU26014
KU26236,KU26013,KU26020,KU26024,KU25976
KU25977,KU25982,KU26239,KU25972,KU26240
KU25975,KU25848,KU25849,KU25850,KU25851
KU25774,KU25775,KU25776,KU25777,KU25779
KU25780,KU25781,KU25782,KU25783,KU25784
KU25786,KU25787,KU25862,KU25863,KU25864
KU25865,KU25866,KU25867,KU25868,KU25869

KU25870,KU25871,KU25872,KU25873,KU25874
KU25875,KU25876,KU25877,KU25833,KU25834
KU25835,KU25836,KU25837,KU25838,KU25840
KU25841,KU25842,KU25843,KU25844,KU25845
KU25846,KU25847,KU25880,KU25908,KU25925
KU25926,KU25927,KU25928,KU25929,KU25931
KU25932,KU25933,KU25934,KU25935,KU25936
KU25937,KU25746,KU25854,KU25856,KU25858
KU25859,KU25860,KU25938,KU25939,KU25940
KU25941,KU26132,KU26133,KU26134,KU26135
KU26137,KU26012,KU26015,KU26016,KU26243
KU26244,KU26247,KU26004,KU26005,KU26006
KU26008,KU26009

数量 : 637 個

出荷時期 : 令和 3 年 12 月 2 日～令和 4 年 3 月 11 日

(2)医療機器品目名 : エアフロー ワン

医療機器品番 : FT-230-1B-201

(2-1)ウォーターボトル EG-121A

シリアル :

LD04853,LD04854,LD04855,LD04856,LD04857

LD04858,LD04859,LD04860,LD04861,LD04862

LD04863,LD04864,LD04865,LD04866,LD04837
LD04838,LD04839,LD04840,LD04841,LD04842
LD04843,LD04844,LD04845,LD04846,LD04847
LD04848,LD04849,LD04850,LD04851,LD04852
LD04752,LD04755,LD04761,LD05025,LD05026
LD05027,LD05028,LD04867,LD04868,LD04869
LD04870,LD04871,LD04872,LD04873,LD04874
LD04875,LD04876,LD04877,LD04878,LD04879
LD04880,LD04881,LD04882,LD05021,LD05022
LD05023,LD05024,LD04948,LD04949,LD04950
LD04951,LD04952,LD04953,LD04954,LD04955
LD04956,LD04957,LD04958,LD04959,LD04960
LD04961,LD05017,LD05018,LD05019,LD05020
LD04946,LD04947,LD05013,LD05014,LD05015
LD05016,LD05040,LD05047,LD05056,LD05140
LD05141,LD05142,LD05143,LD05144,LD05147
LD05151,LD05178,LD05179,LD05180,LD05172
LD05176,LD05173,LD05302,LD05299,LD05298
LD05297,LD05296,LD05295,LD05294,LD05293
LD05292,LD05290,LD05289,LD05288,LD05287
LD05286,LD05285,LD05284,LD05283,LD05282
LD05281,LD05280,LD05279,LD05278,LD05277
LD05276,LD05275,LD05273,LD05272,LD05269
LD05251,LD05250,LD05249,LD05248,LD05247

LD05246,LD05245,LD05243,LD05242,LD05239
LD05237,LD05235,LD05232,LD05226,LD05216
LD05205,LD05231,LD05244,LD05270,LD05271
LD05291,LD05307,LD05303,LD05313,LD05325
LD05301,LD05310,LD05327,LD05330,LD05331
LD05333,LD05336,LD05344,LD05358,LD05339
LD05341,LD05343,LD05345,LD05347,LD05349
LD05351,LD05353,LD05357,LD05359,LD05361
LD05362,LD05448,LD05450,LD05451,LD05452
LD05447,LD05458,LD05461,LD05469,LD05470
LD05471,LD05472,LD05473,LD05474,LD05475
LD05476,LD05477,LD05478,LD05479,LD05480
LD05481,LD05482,LD05630,LD05603,LD05608
LD05610,LD05613,LD05614,LD05628,LD05629
LD05632,LD05663,LD05582,LD05583,LD05585
LD05586,LD05587,LD05588,LD05589,LD05592
LD05593,LD05596,LD05616,LD05617,LD05618
LD05619,LD05624,LD05625,LD05627,LD05604
LD05605,LD05606,LD05609,LD05611,LD05573
LD05574,LD05575,LD05577,LD05578,LD05579
LD05584,LD05572,LD05576,LD05631,LD05612
LD05615,LD05689,LD05690,LD05693,LD05694
LD05695,LD05697,LD05698,LD05699,LD05700
LD05701,LD05702,LD05703,LD05704,LD05705

LD05706,LD05707,LD05708,LD05709,LD05483
LD05633,LD05634,LD05635,LD05636,LD05637
LD05638,LD05639,LD05640,LD05641,LD05642
LD05643,LD05644,LD05645,LD05646,LD05647
LD05648,LD05620,LD05621,LD05622,LD05623
LD05626,LD05654,LD05657,LD05658,LD05659
LD05660,LD05661,LD05662,LD05728,LD05730
LD05752,LD05740,LD05241,LD05240,LD05238

数量 : 290 個

出荷時期 : 令和 3 年 8 月 16 日～令和 4 年 3 月 11 日

(2-2)ナイトクリナーボトル EG-120A

シリアル :

LD05287,LD05286,LD05285,LD05284,LD05283
LD05282,LD05281,LD05280,LD05279,LD05278
LD05277,LD05276,LD05275,LD05273,LD05272
LD05269,LD05140,LD05141,LD05142,LD05143
LD05144,LD05147,LD05151,LD05178,LD05179
LD05180,LD05205,LD05216,LD05226,LD05232
LD05235,LD05237,LD05239,LD05242,LD05243
LD05245,LD05246,LD05247,LD05248,LD05249
LD05250,LD05251,LD05231,LD05244,LD05270
LD05271,LD05291,LD05297,LD05302,LD05307
LD05303,LD05238,LD05172,LD05176,LD05313

LD05325,LD05301,LD05173,LD05288,LD05289
LD05290,LD05292,LD05293,LD05294,LD05295
LD05296,LD05298,LD05299,LD05240,LD05241
LD05310,LD05327,LD05330,LD05331,LD05333
LD05336,LD05344,LD05358,LD05339,LD05341
LD05343,LD05345,LD05347,LD05349,LD05351
LD05353,LD05357,LD05359,LD05361,LD05362
LD05448,LD05450,LD05451,LD05452,LD05447
LD05458,LD05461,LD05469,LD05470,LD05471
LD05472,LD05473,LD05474,LD05475,LD05476
LD05477,LD05478,LD05479,LD05480,LD05481
LD05482,LD05630,LD05603,LD05608,LD05610
LD05613,LD05614,LD05628,LD05629,LD05632
LD05663,LD05582,LD05583,LD05585,LD05586
LD05587,LD05588,LD05589,LD05592,LD05593
LD05596,LD05616,LD05617,LD05618,LD05619
LD05624,LD05625,LD05627,LD05604,LD05605
LD05606,LD05609,LD05611,LD05573,LD05574
LD05575,LD05577,LD05578,LD05579,LD05584
LD05572,LD05576,LD05631,LD05612,LD05615
LD05689,LD05690,LD05693,LD05694,LD05695
LD05697,LD05698,LD05699,LD05700,LD05701
LD05702,LD05703,LD05704,LD05705,LD05706
LD05707,LD05708,LD05709,LD05483,LD05633

LD05634,LD05635,LD05636,LD05637,LD05638

LD05639,LD05640,LD05641,LD05642,LD05643

LD05644,LD05645,LD05646,LD05647,LD05648

LD05620,LD05621,LD05622,LD05623,LD05626

LD05654,LD05657,LD05658,LD05659,LD05660

LD05661,LD05662,LD05728

数量 : 203 個

出荷時期 : 令和 3 年 12 月 6 日～令和 4 年 3 月 7 日

3. 製造販売業者等名称

製造販売業者の名称 : 株式会社 ICST

製造販売業者の所在地 : 埼玉県さいたま市中央区上落合 5 丁目 1 7 - 1 S-4 タワー

許可の種類 : 第一種医療機器製造販売業

許可番号 : 11B1X10017

製造業者 : E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A. (スイス)

4. 回収理由

当該製品の構成品であるボトル 3 種 (EG-111A、EG-120A、EG-121A) において、着色料の混合量が不適切でパーツ同士の溶着が不十分となることが確認されたため、自主回収を実施いたします。

5. 危惧される具体的な健康被害

着色料の混合量が不適切でボトルのパーツ同士の溶着が不十分となり、溶着不全部分からの水漏れや破損によるけがの恐れがあります。

ボトルの破損が発生した場合けが等の可能性があります。水漏れなどの症状で事前に異常に気づくことができるため、破損するまで使用される可能性は低いと判断しております。

また、構成品であるボトルのみが問題であるため、医療機器本体に問題はなく、当該ボトルに異常があったとしても健康被害につながる恐れはありません。

なお、現在までに本製品に係る健康被害発生の報告はございません。

6. 回収開始年月日

令和6年3月13日

7. 効能・効果又は用途等

(1)エアフロー プロフィラキシス マスター

超音波を利用して歯垢若しくは歯石の除去、洗浄若しくは清掃、異物等の除去又は歯面の清掃に用いる。

(2)エアフロー ワン

水流又は空気流を利用して粉体を吹き付けることにより、歯の清掃又は研磨に用いる。

8. その他

雑貨品として流通している下記についても回収を実施します。

1) ピエゾンボトル EG-111A

・単独流通品

ロット : ①OF-04-05454-1

②OF-05-05506-1

数量 : ①14 個

②3 個

出荷時期 : 令和 3 年 12 月 2 日～令和 4 年 3 月 11 日

2) ナイトクリーナーボトル EG-120A

・単独流通品

ロット : OF-04-05487-1

数量 : 3 個

出荷時期 : 令和 4 年 2 月 28 日

3) ウォーターボトル EG-121A

(1)単独流通品

ロット : ①OF-05367-1

②OF-05396-1

③OF-05480-1

④OF-05512-1

数量 : ①30 個

②6 個

③2 個

④4 個

出荷時期：令和3年7月21日～令和4年2月28日

(2)エアフローステーションプラス（カート）同梱品

カート品番：DW-048A

シリアル：

LG09950, LG09951, LG09952, LG09953, LG09954

LG09955, LG09956, LG09957, LG09958, LG09959

LG09960, LG09961, LG09962, LG09963, LG09964

LG09965, LG10057, LG10058, LG10047, LG10048

LG10049, LG10050, LG10051, LG10052, LG10053

LG10054, LG10055, LG10056, LG10059, LG10060

LG10061, LG09984, LG09985, LG09986, LG09987

LG09988, LG09989, LG09990, LG09991, LG09992

LG09993, LG09994, LG09995, LG09918, LG09919

LG09920, LG09921, LG09922, LG09923, LG09941

LG09913, LG09914, LG09915, LG09916, LG09917

LG10310, LG10311, LG10312, LG10313, LG10314

LG10315, LG10316, LG10317, LG10318, LG10319

LG10320, LG10321, LG10328, LG10329, LG10330

LG10331, LG10332, LG10333, LG10334, LG10335

LG10336, LG10337, LG10338, LG10339, LG10322

LG10323, LG10324, LG10325, LG10326, LG10327

LG10340, LG10341, LG10342, LG10343, LG10344
LG10345, LG10307, LG10308, LG10309, LG10256
LG10257, LG10258, LG10259, LG10260, LG10261
LG10262, LG10263, LG10264, LG10265, LG10266
LG10267, LG10255, LG10300, LG10301, LG10302
LG10303, LG10304, LG10268, LG10269, LG10270
LG10271, LG10272, LG10273, LG10386, LG10387
LG10382, LG10383, LG10384, LG10385, LG11261
LG11262, LG11263, LG11264, LG11265, LG11266
LG11267, LG11268, LG11269, LG11209, LG11210
LG11211, LG11212, LG11213, LG11214, LG11215
LG11252, LG11253, LG11254, LG11255, LG11256
LG11257, LG11258, LG11259, LG11260, LG12063
LG12061, LG12060, LG12059, LG12058, LG12057
LG12056, LG12055, LG12054, LG12053, LG12052
LG12051, LG12050, LG12049, LG12048, LG12046
LG12033, LG11931, LG11930, LG11929, LG11928
LG11927, LG11926, LG11925, LG11924, LG11923
LG11922, LG11921, LG11920, LG11919, LG11918
LG11732, LG11731, LG11730, LG11729, LG11728
LG11727, LG11726, LG11725, LG11724, LG11723
LG11722, LG11721, LG11720, LG11719, LG11718
LG11717, LG11714, LG11713, LG11712, LG11711
LG11710, LG11709, LG11708, LG11707, LG11706

LG11705, LG11704, LG11703, LG11702, LG11701
LG11696, LG11695, LG11694, LG11693, LG11692
LG11691, LG11690, LG11689, LG11688, LG11687
LG11686, LG11685, LG11684, LG11683, LG11682
LG11681, LG11680, LG11679, LG11678, LG11677
LG11676, LG11675, LG11674, LG11673, LG11672
LG11671, LG11670, LG11669, LG11668, LG11667
LG11666, LG11665, LG11660, LG11659, LG11658
LG11657, LG11656, LG11655, LG11654, LG11653
LG11652, LG11651, LG11650, LG11649, LG11648
LG11647, LG11646, LG11645, LG11644, LG11643
LG11642, LG11641, LG11640, LG11639, LG11638
LG11637, LG11636, LG11635, LG11634, LG11633
LG11632, LG11631, LG11630, LG11629, LG11624
LG11623, LG11622, LG11621, LG11620, LG11619
LG11618, LG11617, LG11616, LG11615, LG11614
LG11613, LG11612, LG11611, LG11610, LG11609
LG11608, LG11607, LG11606, LG11605, LG11604
LG11603, LG11602, LG11601, LG11600, LG11599
LG11598, LG11597, LG11596, LG11595, LG11594
LG11593, LG11807, LG11806, LG11805, LG11804
LG11803, LG11802, LG11801, LG11800, LG11799
LG11798, LG11797, LG11796, LG11795, LG11794
LG11793, LG11792, LG11791, LG11790, LG11789

LG11788, LG11787, LG11786, LG11785, LG11784
LG11783, LG11782, LG11781, LG11780, LG11844
LG11843, LG11842, LG11841, LG11840, LG11839
LG11838, LG11837, LG11836, LG11835, LG11834
LG11833, LG11832, LG11831, LG11830, LG11829
LG11828, LG11827, LG11826, LG11825, LG11824
LG11823, LG11822, LG11821, LG11820, LG11818
LG11817, LG11816, LG11815, LG11814, LG11813
LG11812, LG11811, LG11810, LG11809, LG11808
LG12118, LG12119, LG12120, LG12121, LG12122
LG12123, LG12124, LG12125, LG12126, LG12127
LG12132, LG12133, LG12134, LG12135, LG12153
LG12150, LG12169, LG12170, LG12171, LG12166
LG12168, LG12167, LG12154, LG12155, LG12156
LG12157, LG12158, LG12159, LG12160, LG12161
LG12162, LG12163, LG12164, LG12165, LG12255
LG12256, LG12257, LG12258, LG12259, LG12260
LG12261, LG12262, LG12263, LG12252, LG12253
LG12254, LG12234, LG12235, LG12236, LG12237
LG12238, LG12239, LG12240, LG12241, LG12242
LG12243, LG12244, LG12245, LG12246, LG12247
LG12248, LG12249, LG12250, LG12251, LG12228
LG12229, LG12230, LG12231, LG12232, LG12233
LG12204, LG12205, LG12206, LG12207, LG12208

LG12209, LG12264, LG12265, LG12266, LG12267
LG12268, LG12269, LG12216, LG12217, LG12218
LG12219, LG12220, LG12221, LG12222, LG12223
LG12224, LG12225, LG12226, LG12227, LG12480
LG12481, LG12482, LG12483, LG12484, LG12598
LG12599, LG12606, LG12607, LG12608, LG12609
LG12610, LG12611, LG12612, LG12613, LG12614
LG12615, LG12616, LG12617, LG12618, LG12619
LG12620, LG12621, LG12622, LG12623, LG12624
LG12625, LG12626, LG12627, LG12628, LG12601
LG12602, LG12603, LG12604, LG12605, LG12629
LG12701, LG12702, LG12703, LG12704, LG12705
LG12725, LG12726, LG12727, LG12728, LG12729
LG12730, LG12731, LG12762, LG12763, LG12764
LG12765, LG12766, LG12767, LG12768, LG12769
LG12770, LG12771, LG12772, LG12836, LG12837
LG12838, LG12839, LG12840, LG12841, LG12842
LG12833, LG12834, LG12845, LG12846, LG12847
LG12848, LG12849, LG12850, LG12851, LG12852
LG12853, LG12854, LG12855, LG12856, LG12869
LG12857, LG12858, LG12859, LG12860, LG12861
LG12862, LG12863, LG12864, LG12865, LG12866
LG12867, LG12868, LG12870, LG12871, LG12917
LG12918, LG12919, LG12920, LG12921, LG12922

LG12923, LG12924, LG12925, LG12914, LG12915
LG12916, LG12904, LG12905, LG12906, LG12926
LG12927, LG12928, LG12929, LG12880, LG12911
LG12912, LG12913, LG12907, LG12908, LG12909
LG12910, LG13072, LG13073, LG13074, LG13075
LG13076, LG13077, LG13078, LG13079, LG13080
LG13081, LG13082, LG13083, LG13084, LG13085
LG13086, LG13087, LG13088, LG13223, LG13333
LG13334, LG13335, LG13336, LG13337, LG13338
LG13339, LG13341, LG13340, LG13411, LG13478
LG13479, LG13480, LG13481, LG13482, LG13483
LG13484, LG13485, LG13486, LG13466, LG13467
LG13468, LG13470, LG13471, LG13472, LG13473
LG13474, LG13475, LG13476, LG13477, LG11624
LG11623, LG11622, LG11621, LG11620, LG11619
LG11618, LG11617, LG11616, LG11615, LG11614
LG11613, LG11612, LG11611, LG11610, LG11609
LG11608, LG11607, LG11606, LG11605, LG11604
LG11603, LG11602, LG11601, LG11600, LG11599
LG11598, LG11597, LG11596, LG11595, LG11594
LG11593, LG11411, LG11410, LG11409, LG11408
LG11407, LG11406, LG11405, LG11404, LG11403
LG11402, LG11401, LG11400, LG11399, LG11398
LG11397, LG11396, LG11395, LG11394, LG11393

LG11392

数量 : 686 個

出荷時期 : 令和 3 年 6 月 28 日～令和 4 年 3 月 7 日

当該製品の出荷先は販売代理店を通じて特定しておりますので、速やかに自主回収を行います。

9. 担当者及び連絡先

担当者 : 品質保証部

横井 和広

連絡先 : 株式会社 ICST

埼玉県さいたま市中央区上落合 5 丁目 1 7 - 1 S-4 タワー

電話番号 : 048-857-8026

FAX 番号 : 048-857-8041